

Uusi kotimainen pikatesti akuutin COVID-19 infektion diagnosointiin – Actim Oy:n kehittämä helppokäyttöinen antigeenitesti sai CE-merkin

- Actim Oy:n kehittämä Actim[®] SARS-CoV-2 on terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu helppokäyttöinen pikatesti akuutin koronavirusinfektion välittömään diagnoosiin
- Vastikään CE-merkin saaneella testillä SARS-CoV-2 viruksenantigeeni voidaan tunnistaa nopeasti ja luotettavasti ilman laboratoriolaitteita jo paikanpäällä
- Testin avulla tartuntaketjut saadaan katkaistua ja eristämistoimet voidaan aloittaa välittömästi taudin leviämisen estämiseksi

Suomalainen diagnostiikkayritys Actim Oy on saanut CE-merkin ammattikäyttöön tarkoitettulle uudelle Actim SARS-CoV-2 -pikatestille. Testi tunnistaa SARS-CoV-2 viruksen nukleoproteiinia nenänielusta otettavasta vanutikkunäytteestä. Testin on osoitettu havaitsevan luotettavasti myös koronaviruksen eri variantit, kuten Iso-Britannian, Intian ja Etelä-Afrikan virusmuunnokset.

Actim SARS-CoV-2 on helppokäyttöinen yksivaiheinen tikkutesti, joka antaa testitulokset 15 minuutissa paikan päällä eikä sen käyttö vaadi laboratoriovälineistöä. Testi on spesifinen uudelle koronavirukselle eikä se reagoi yleisten virusten, kuten muiden koronavirusten (229E, OC43), influenssa A- tai B-virusten, eikä enterovirusten kanssa. Testi tunnistaa COVID-19-infektion 98% (kierrosluku <30) herkkyydellä ja 100% spesifisyydellä, joka takaa korkealaatuisen, nopean ja tarkan koronavirusinfektion testauksen.

"Luotettava testaus on edelleen kriittinen vaihe COVID-19 pandemian torjuntaa ja olemme erittäin ylpeitä voidessamme tarjota tarkan ja tehokkaan pikatestin, jonka 94%:n herkkyys ja 100%:n spesifisyys ovat huippuluokkaa. Ensiluokkainen tuote, jonka on kehittänyt ensiluokkainen tiimi," tiivistää Actim Oy:n toimitusjohtaja **Magnus Pålsson** ajatuksiaan.

Actim Oy

Actim Oy kehittää ja tuottaa innovatiivisia pikatestejä terveydenhuollon käyttöön. Korkealuokkaiset tuotteet on suunniteltu lähes 30 vuoden kokemuksella täyttämään vaativimmatkin kansainväliset standardit. Actim-testejä voidaan käyttää hoitopaikalla ja niihin luottavat terveydenhuollon ammattilaiset ympäri maailmaa. Actim Oy on suomalaisen bioteknologiayritys Medix Biochemican tytäryhtiö.

Lisätietoja antaa

Magnus Pålsson
Managing Director
magnus.palsson@actimtest.com
+358 50 470 0148