

Actim[®]
SARS-CoV-2

+

Actim[®]
Influenza A&B

Nuhakuume, influenssa vai korona?

Luotettava testi takaa oikean diagnoosin.

Yskä, kuume ja lihassärky ovat yleisiä hengitystieinfektioiden oireita. Oikean diagnoosin tekeminen tavallisen nuhakuumeen, influenssan ja koronan välillä on haastavaa, mutta ratkaisevan tärkeää, jotta oikea hoito ja mahdolliset varotoimenpiteet voidaan aloittaa heti taudin varhaisessa vaiheessa.

Actim SARS-CoV-2 + Actim Influenza A&B -pikatestillä hengitystieinfektioiden erottaminen toisistaan on helppoa, nopeaa ja tarkkaa. Yhdellä nenänielunäytteellä saadaan tulokset molempiin testeihin ja tulokset valmistuvat välittömästi paikan päällä.

Testi on suunniteltu tekemään testauksesta mahdollisimman yksinkertaista: se ei vaadi puskurin annostelua, koska se sisältää valmiiksi täytetyt puskuriputket. Käytännöllisen tuotemuotonsa ansiosta putkia voidaan myös jakaa eri toimipaikkoihin samasta paketista. Testin tekemiseen ja käyttämiseen ei tarvita laboratoriolaitteita tai kylmäsäilytystä.

Actim SARS-CoV-2 + Actim Influenza A&B -pikatesti



Erottaa toisistaan COVID-19-,
influenssa A- ja B-infektiot



Nopeat tulokset paikan päällä
ilman laboratoriolaitteita



Testitulokset valmistuvat
10 ja 15 minuutissa




100 % kotimainen

Actim Influenza A&B -testi on erittäin spesifinen 99 %
ja herkkä 90 % influenssa A -alatyypille.


Selkeät tulokset minuuteissa




1 Kerää näyte




2 Uuta näyte



3 Aktivoi testit



4 Lue tulokset
Actim Influenza A&B



5 Lue tulokset
Actim SARS-CoV-2



Actim SARS-CoV-2



Actim Influenza A&B

Actim SARS-CoV-2 on virusantigeeniä tunnistava pikatesti akuutin COVID-19-infektion luotettavaan diagnosointiin. Testi on erittäin spesifinen uudelle koronavirukselle, ja se tunnistaa todistetusti myös koronaviruksen eri variantit, kuten Alfa-, Beeta- ja Delta-virusmuunnokset.

Actim Influenza A&B -testi tunnistaa ja erottelee influenssa A- ja B-tyypin virukset erittäin luotettavasti. Testi havaitsee useita influenssa A:n alatyyppejä, kuten lintu- ja sikainfluenssan, eikä vuotuiset viruskantojen muunnokset vaikuta sen toimintaan.

Actim SARS-CoV-2 -testin herkkyys 100 % (Ct <29) ja spesifisyys 100 % ovat erinomaiset.

Ota yhteyttä

Tilastiedot


Actim SARS-CoV-2 + Actim Influenza A&B, 10 testiä 36031ETAC

Saatavilla myös positiiviset kontrollit ulkoista laadunvarmistusta varten.

Actim Oy – Medix Biochemican tytäryhtiö
Klovinpellontie 3, 02180 Espoo
(09) 547 68 200
tilaukset@actimtest.com

www.actimtest.com



 Pakkaus sisältää sekä SARS-CoV-2:n että influenssa A&B:n testitikut samanaikaiseen testaukseen.

Tuotteiden saatavuus ja/tai pakkausmerkinnät ja niihin vaikuttavat erilaiset sääntelyvaatimukset voivat vaihdella eri maissa. Tarkista saatavuus paikalliselta toimittajalta. © 9/2021 Actim Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Actim on Actim Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.