

Actim<sup>®</sup>  
SARS-CoV-2

+

Actim<sup>®</sup>  
Influenza A&B

# Nuhakuume, influenssa vai korona?

Luotettava testi takaa oikean diagnoosin.

Yskä, kuume ja lihassärky ovat yleisiä hengitystieinfektioiden oireita. Oikean diagnoosin tekeminen tavallisen nuhakuumeen, influenssan ja koronan välillä on haastavaa, mutta ratkaisevan tärkeää, jotta oikea hoito ja mahdolliset varotoimenpiteet voidaan aloittaa heti taudin varhaisessa vaiheessa.

Actim SARS-CoV-2 + Actim Influenza A&B -pikatestillä hengitystieinfektioiden erottaminen toisistaan on helppoa, nopeaa ja tarkkaa. Yhdellä hengitystienäytteellä saadaan tulokset molempiin testeihin ja tulokset valmistuvat välittömästi paikan päällä.

Testi on suunniteltu tekemään testauksesta mahdollisimman yksinkertaista: se ei vaadi puskurin annostelua, koska se sisältää valmiiksi täytetyt puskuriputket. Käytännöllisen tuotemuotonsa ansiosta putkia voidaan myös jakaa eri toimipaikkoihin samasta paketista. Testin tekemiseen ja käyttämiseen ei tarvita laboratoriolaitteita tai kylmäsäilytystä.

## Actim SARS-CoV-2 + Actim Influenza A&B -pikatesti



Erottaa toisistaan COVID-19-,  
influenssa A- ja B-infektiot



Nopeat tulokset paikan päällä  
ilman laboratoriolaitteita




Testitulokset valmistuvat  
10 ja 15 minuutissa



100 % kotimainen

Actim Influenza A&B -testi on erittäin spesifinen 99 %  
ja herkkä 90 % influenssa A -alatyypille.

# Selkeät tulokset minuuteissa



**Actim SARS-CoV-2** on virusantigeeniä tunnistava pikatesti akuutin COVID-19-infektion luotettavaan diagnosointiin. Testi on erittäin spesifinen uudelle koronavirukselle, ja se tunnistaa todistetusti myös koronaviruksen eri variantit, kuten Alfa-, Beeta- ja Delta-virusmuunnokset.

**Actim Influenza A&B** -testi tunnistaa ja erottaa influenssa A- ja B-tyypin virukset erittäin luotettavasti. Testi havaitsee useita influenssa A:n alatyyppejä, kuten lintu- ja sikainfluenssan, eikä vuotuiset viruskantojen muunnokset vaikuta sen toimintaan.

Actim SARS-CoV-2 -testin herkkyys 100 % (Ct <29) ja spesifisyys 100 % ovat erinomaiset.

## Ota yhteyttä

### Tilastiedot

Actim SARS-CoV-2 + Actim Influenza A&B, 10 testiä 36031ETAC

Saatavilla myös positiiviset kontrollit ulkoista laadunvarmistusta varten.

**Actim Oy** – Medix Biochemican tytäryhtiö  
Klovinpellontie 3, 02180 Espoo  
(09) 547 68 200  
tilaukset@actimtest.com

[www.actimtest.com](http://www.actimtest.com)



Pakkaus sisältää sekä SARS-CoV-2:n että influenssa A&B:n testitikut samanaikaiseen testaukseen.

Tuotteiden saatavuus ja/tai pakkausmerkinnät ja niihin vaikuttavat erilaiset sääntelyvaatimukset voivat vaihdella eri maissa. Tarkista saatavuus paikalliselta toimittajalta. © 11/2021 Actim Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Actim on Actim Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.